

次亜塩素酸ナトリウムと圧縮タオルの2 in 1 パッケージ製品

FASTAID™ Virus Sweeper Towel 200

特徴

- ✓ アルコールより抗菌スペクトラムが広い次亜塩素酸ナトリウム水溶液*を使用
- ✓ 3年の長期保管が可能（冷暗所保管）
- ✓ 圧縮タオルとセットになっているので必要な時に瞬時に使え、衛生的
- ✓ 持ち運びしやすいパッケージデザイン

社内試験データ及び株式会社ピースガード「新しい塩素系除菌剤の特長と安全性」より引用

* 食品添加物として使用できるものを採用しております。株式会社ピースガード製


仕様



- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液
有効塩素濃度: 200ppm
液量: 20cc
- 圧縮タオル
レーヨン製
タオルサイズ（使用時）：
縦約30cm×横40cm
- パッケージサイズ
縦11cm×横13cm

使用方法

- ① 押すマークを矢印の方向に押しながら、袋を挟み込み押し出します。液体が押し出され、圧縮おしぼりが膨張します。
- ② あけくちから開き、おしぼりを取り出して広げれば完成です。



使用場面

介護施設、商業施設、公共施設、宿泊施設、輸送機関など様々な施設に

本製品は売上の一部を国内外の災害対応を専門に行う非営利活動法人ジャパン・プラットフォームの基金に寄付し、災害活動を減らすMoreImpactの活動を支援します。



用途

- ドアノブ、手すり等の拭き上げ、清掃作業等
- 嘔吐物等の飛散を抑制、一時的に遮断
- 防災用品として備蓄

注) 本製品は菌やウイルスの100%除去を保証できるものではありません。

製造会社 株式会社 輝

販売会社 三井化学ファイン株式会社

問い合わせ先

Mail: MFC-VirusSweeperTowel@mitsuichemicals.com

TEL: 03 - 5203 - 7009

2020年9月 改定